

Mono-Jet ***α - β - γ***



Air technology: Mono-Jet



MONO-JET α

MONO-JET β



MONO-JET β - INTERNO
MONO-JET β - INSIDE VIEW



MONO-JET γ - DETTAGLIO IDROCICLONE
MONO-JET γ - HYDROCYCLONE (PARTICULAR)



MONO-JET γ

Aspiratori a mobiletto modello **MONO-JET**

Mono-Jet è l'aspiratore realizzato per l'abbinamento al riunito dentale, è costruito in tre versioni. Dotato di motore ad induzione è silenzioso e costruito per il servizio continuo.

- Modello α di linea dritta con spigoli;
- Modello β di linea arrotondata.

Entrambi i modelli sono completi di drenaggio automatico con pompa all'arresto dell'aspirazione.

Il modello γ ad aspirazione continua, è fornito a richiesta con o senza l'idrociclone ISO (separatore di amalgama a norma UNI EN ISO 11143) ed è completo di drenaggio automatico senza arresto dell'aspirazione.

Cabinet-type aspirators **MONO-JET** model

Our Mono-Jet is the aspirator designed to be coupled with the dental unit. It is manufactured in three versions. Supplied with an induction motor it is noiseless and has been built for continuous service.

- Type α: square-edged
- Type β: round-edged.

Both models come complete with automatic drainage with pump on stopping of suction.

The continuous aspiration γ model is supplied, on request, with or without the ISO Hydrocyclone (amalgam separator in compliance with UNI EN ISO 11143 standard), and is equipped with automatic drainage without stopping of suction.

Aspirateur capoté modèle **MONO-JET**

Le Mono-Jet est l'aspirateur fait pour être jumelé à l'unit dentaire; nous en fabriquons trois modèles. Pourvu de moteur à induction, il est silencieux et fabriqué pour le service continu.

- Modèle α présente une ligne droite avec des arêtes/vive;
- Modèle β présente une ligne arrondie.

Ces deux modèles sont dotés d'un système de drainage automatique par pompe à l'arrêt de l'aspiration ;

Le modèle γ à aspiration continue est fourni, au choix, avec ou sans Hydrocyclone ISO (séparateur d'amalgame conforme aux normes UNI EN ISO 11143), et possède un système de drainage automatique sans arrêt de l'aspiration.

Absauger mit Gehäuse mod. **MONO-JET**

Mono-Jet ist eine rationelle Einplatzabsaugung. Das Gerät wird aus drei Modellen konstruiert. Dieses Gerät mit Induktionsmotor ist geräuscharm und ist für Dauerbetrieb konstruiert.

- Modell α mit gerader Linie mit Ecknen;
- Modell β mit abgerundeten Ecknen.

In beiden Modellen wird beim Anhalten der Ansaugung mittels einer Pumpe automatisch gedrängt.

Das Modell γ mit kontinuierlicher Ansaugung wird auf Anfrage mit oder ohne ISO-Hydrozyklon (Amalgamscheider gemäß UNI EN ISO 11143) geliefert und drängt automatisch beim Anhalten der Ansaugung mittels einer Pumpe.

Aspirador a mueble modelo **MONO-JET**


Mono-Jet es el aspirador ideado para acoplar al grupo dental, se fabrica en tres versiones. Está dotado de motor a inducción, es silencioso y está proyectado para el funcionamiento continuo.

- Modelo α de líneas rectas con salientes;
- Modelo β de líneas redondeadas.

Ambos modelos están dotados de drenaje automático con bomba a la parada de la aspiración.

El modelo γ de aspiración continua es suministrado, a petición, con o sin el Hidrociclón ISO (separador de amalgama conforme a la norma UNI EN ISO 11143) y está dotado de drenaje automático sin parada de la aspiración.

*Ci occupiamo di tecnologia dell'aria da trent'anni: la specializzazione ha dato buoni frutti.
We have been dealing with air technology for thirty years: specialisation has given good results.*



Mono-Jet α e β 220 V~ 50 Hz: autorizzazione  N. J 0031



CATTANI S.p.A.
VIA NATTA, 6/A - 43100 PARMA - ITALY
TEL: +39 0521 607604 - SALE DEPT. FAX: +39 0521 607628 - PURCHASING DEPT. FAX: +39 0521 607855 - ACCOUNTING DEPT. FAX: +39 0521 399966
<http://www.cattani.it> Email: cattani@tin.it

Company with Quality System Certified by DNV UNI EN ISO 9001/2000
- UNI CEI EN ISO 13485 -