


PaX-i Series-Configuración del producto

	Pano	Ceph	
		Scan	One shot
PaX-i	0	-	-
PaX-i SC	0	0	-


Dimensiones

PaX-i_ Solo Pano


Vista



Vista frontal




Vista aérea




PaX-i SC_ Pano/Scan Ceph


Vista



Vista frontal



Vista aérea



Especificaciones (PaX-i : PCH-2500)

Función	Panorámico + Cefalometria
Punto Focal	0.5mm
Escala de Grises	14bit
Tiempo de Escaneado	Pano: Normal 13.5 seg / Rápido 10.1 seg Ceph: Scan 12.9 seg
Posición Paciente	De pie / Accesible silla de ruedas

Tipo de Sensor	CMOS
Generador	Voltaje 50-90 kVp / Corriente 4-10mA
Peso	Pax-i (sin base) 90kg Pax-i SC (sin base) 120kg Base 50kg

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



PaX-i

Tu asociado Digital perfecto

