

PIEZON<sup>®</sup>

V-

CLASS

**EMS**<sup>+</sup>

PIEZON® V-CLASS ORIGINAL  
NUEVO ESTÁNDAR



NUEVO →  
EMS SWISS  
INSTRUMENT  
V-PS

> Adecuado para casi el 90%  
de los tratamientos de limpieza



> Precisión absoluta en el  
último 2 mm de la punta del  
instrumento



> Forma cónica y una rosca corta



> Diseño del instrumento  
ultra delgado

LAS COPIAS  
NO VALEN

- > Los precios bajos no compensan la corta vida útil
- > Desgaste más rápido y malos resultados del tratamiento
- > Pérdida de garantía de EMS si se utiliza copias o instrumentos que no son de EMS

PIEZON® V-CLASS ORIGINAL  
NUEVO ESTÁNDAR

# NUEVO → PIEZON® V-CLASS ORIGINAL

EMS SWISS V-INSTRUMENTS<sup>PM</sup>  
Y LOS V-MANGOS PARA UN NUEVO  
ESTÁNDAR EN LA LIMPIEZA

- TRANSMISIÓN ÓPTIMA DE LA POTENCIA
- MANEJO FÁCIL
- MENOR DESGASTE

NUEVO ESTÁNDAR DE  
EXCELENCIA

# V-CLASS INSTRUMENTS<sup>PM</sup>

## → DISEÑO PROTEGIDO


EMS SWISS V-INSTRUMENTS<sup>PM</sup>  
PARA UNA MÁXIMA PRECISIÓN, EFICACIA,  
RÁPIDEZ Y UNA VIDA ÚTIL LARGA

### RÁPIDO Y SEGURO

> Diseño cónico para una mayor ergonomía. La rosca del instrumento y el sonotrodo encajan automáticamente. Sólo hace falta una media vuelta para fijar el instrumento. ¡ENCAJA!

### VIDA ÚTIL LARGA

- > Diseño cónico para un reducido desgaste de la rosca del instrumento y una vida útil más larga en la consulta
- > Acople hermético garantizado entre el instrumento y el mango
- > Aleación especial del instrumento para una vida útil más larga




### PRECISO Y EFICIENTE

> Diseño cónico de la rosca del instrumento y el sonotrodo para un ajuste perfecto entre el instrumento y el mango – transmisión óptima de la potencia de la fuente piezocerámica a la punta del instrumento

> El exclusivo diseño V-CLASS amplía la superficie de contacto entre el sonotrodo y el mango

> Los beneficios adicionales del diseño – V son el fácil manejo y fácil limpieza. El sonotrodo cónico y los instrumentos tienen las roscas cortas y resistentes





**INSTRUMENTO V-A**  
> Para la eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes



**INSTRUMENTO V-B**  
> Para la eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes



**INSTRUMENTO V-P**  
> Para la eliminación de depósitos supra y subgingivales en todos los cuadrantes



**INSTRUMENTO V-PS**  
> Para la eliminación de depósitos en todos los cuadrantes hasta en bolsas periodontales profundas



**INSTRUMENTO V-PL1**  
> Instrumento curvado hacia la izquierda para desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies interproximales de difícil acceso



**INSTRUMENTO V-PL2**  
> Instrumento curvado hacia la derecha para desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies interproximales de difícil acceso



**INSTRUMENTO V-PL3**  
> Instrumento para la limpieza y desinfección de bolsas periodontales – especialmente adecuado para “check – ups” y revisiones



> Descargue nuestro brochure sobre la tecnología exclusiva NO PAIN en [ems-swissquality.com](http://ems-swissquality.com)



**INSTRUMENTO V-PL4**  
> Instrumento curvado hacia la izquierda con una pequeña bola [Ø 0,8mm] en la extremidad de la punta para el desbridamiento periodontal de bifurcaciones y concavidades



**INSTRUMENTO V-PL5**  
> Instrumento curvado hacia la derecha con una pequeña bola [Ø 0,8mm] en la punta del instrumento para el desbridamiento periodontal de bifurcaciones y concavidades



**INSTRUMENTO V-RT1**  
> Instrumento diamantado, para localizar la entrada de los conductos y para eliminar calcificaciones en el tercio coronario del sistema radicular



**INSTRUMENTO V-RT2**  
> Instrumento diamantado para quitar hombros y otros obstáculos por ejemplo, la creación de conductos rectos para mejorar el acceso a los instrumentos fracturados



**ENDOCHUCK V-180°**  
> Se utiliza con los instrumentos RT3 y también Berutti y RE2



**ENDOCHUCK V-120°**  
> Se utiliza de manera flexible con las distintas líneas endodónticas, trabaja bien en anterior y zonas premolares. Apto también para los instrumentos RT3, RE2, Berutti y ESI



**ENDOCHUCK V-90°**  
> Se utiliza de manera flexible con las distintas líneas endodónticas, incluidos los instrumentos ESI. Recomendado para la zona de los molares

**EMS SWISS V-INSTRUMENTS<sup>PM</sup> → ESTÁNDAR EN LA NUEVA GENERACIÓN AIR-FLOW MASTER PIEZON®, PIEZON® MASTER 700, miniMaster® LED – O ACTUALIZACIÓN**

## MÉTODO PIEZON® ORIGINAL → NUEVA GENERACIÓN

AHORA CON EMS SWISS V-INSTRUMENTS<sup>PM</sup> Y V-MANGOS



**AIR-FLOW MASTER PIEZON®**  
> AIR-FLOW® Original y Piezon® Original todo en uno



**PIEZON® MASTER 700**  
> Piezon® Original con tecnología NO PAIN



**miniMaster® LED**  
> Piezon® Original Power Pack

## ACTUALIZACIÓN DEL PIEZON® V-CLASS → COMPLETO, SIMPLE

PARA TODOS LOS AIR-FLOW MASTER PIEZON® EXISTENTES, PIEZON® MASTER 700 Y miniMaster® LED

**V-CLASS PARA TODOS**



> EMS Swiss V-Instruments<sup>PM</sup> A, P, PS incluido el CombiTorque® en el Steribox



> Mango Piezon® Original V-CLASS LED



**EMS-SWISSQUALITY.COM**

EMS  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA  
Chemin de la Vuarpillière 31  
CH-1260 Nyon  
  
Tel. +41 22 99 44 700  
Fax +41 22 99 44 701  
welcome@ems-ch.com  
www.ems-dent.com

EMS ESPAÑA  
Bernardino Obregón 14bis  
E-28012 Madrid  
  
Tel. +34 91 528 99 89  
Fax +34 91 539 34 89  
ems-es@arrakis.fr