



Un gran cabezal
de tamaño reducido



WA-99 LT
Cabezal de
dimensiones reducidas
Penta Spray
Baja intensidad del sonido
Diseño monobloque

syneo

Ready for imitation.

Piezas de mano y contra-ángulos Synea

Gran cabezal de tamaño reducido

El pequeño cabezal con Penta Spray (quíntuple) proporciona una visibilidad clara y nítida, además facilita considerablemente el acceso a la zona de tratamiento. Por eso los contra-ángulos Synea demuestran su ventaja en cuestiones de calidad.



WA-99 LT

Gracias a su pequeño cabezal, el multiplicador WA-99 LT ofrece un acceso perfecto a las zonas de tratamiento. Al mismo tiempo, el spray quáintuple (Penta Spray) proporciona una refrigeración y una limpieza constantes. Así mismo, el extremadamente duradero contra-ángulo constituye un modelo de fiabilidad y su suavidad de movimientos seduce, igual que el resto de los contra-ángulos Synea.



Synea WA-56/66/86

Igual que el modelo WA-99, también los contra-ángulos WA-56 1:1, WA-66 2:1 y WA-86 10:1 tienen cabezales reducidos. Con ello se facilita el acceso al área de los molares y se amplía adicionalmente el campo de visión. Por otra parte, la depurada tecnología de rodamientos aumenta la vida útil y la suavidad de funcionamiento de los instrumentos.



Synea HA-43 LT

Con la versión con luz del HA-43, W&H también es líder en piezas de mano con luz. Como todos los contra-ángulos y piezas de mano, el HA-43 también seduce por su desarrollada tecnología, su diseño monobloque y su durabilidad.

Una gama de contra-ángulos, un sinfín de ventajas

La diferencia, aparentemente pequeña, consigue un gran resultado: Una visibilidad clara y nítida, facilidad de acceso a la zona de tratamiento y una perfecta refrigeración desde los 5 lados. El pequeño cabezal de los contra-ángulos Synea, es tan solo una de sus muchas ventajas.

Las ventajas son:

- > Cabezal de dimensiones reducidas
- > Silencioso y ligero
- > Penta Spray (spray quintuple)
- > Mayor Vida útil
- > Diseño monobloque
- > Rodamiento cerámico de alta calidad
- > Filtro de spray
- > Alta rentabilidad
- > Máxima higiene



El contra-ángulo para restauraciones y profilaxis: Synea Profin

El contra-ángulo Profin® se desarrolló para aplicaciones en la zona subgingival, interdental y aproximal.

Las ventajas son:

- > Repasado seguro y eficiente de los excesos de material de relleno, cemento y Bonding (adhesivos). Elimina sedimentos y microorganismos, especialmente en las bolsas dentales.
- > Limpieza a fondo y pulido de espacios aproximales e interdentales así como de superficies subgingivales
- > Pulido fino con puntas de madera
- > Conformación y adaptación de las zonas papilares a las formas dentales naturales
- > Amolado de superficies de guiado de dientes frontales
- > Acabado de precisión de molduras cóncavas y cavidades

El contra-ángulo Profin® se desarrolló para aplicaciones en la zona subgingival, interdental y aproximal, ya que en estas áreas los instrumentos rotativos usuales no siempre proporcionan un resultado satisfactorio. Gracias al movimiento oscilante de avance de las limas/puntas insertadas, es posible, afinar y pulir de forma precisa y segura tanto material dental como de restauración. El cabezal reducido, la luz, el spray simple, el diseño monobloque y el nuevo perfil de agarre convierten al Profin en una herramienta insustituible.



Datos técnicos

Las fotografías de la ilustración son orientativas. El suministro original no incluye ni los complementos ni los accesorios aquí mostrados.



Modelos con luz:	WA-99 LT	WA-56 LT	WA-66 LT	WA-86 LT	HA-43 LT	WA-67/1,1 LT
Modelos sin luz:	WA-99 A	WA-56 A	WA-66 A	WA-86 A	HA-43 A	WA-67/1,1 A
Diámetro del cabezal:	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	—	—
Altura del cabezal con broca [19 mm]:	20,8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	—	—
Instrumentos rotatorios:	Fresas FG	Fresa de contra-ángulo	Fresa de contra-ángulo	Fresa de contra-ángulo	Fresa de contra-ángulo y de pieza de mano	Trayectoria 1,1 para puntas Dentatus
Multiplicación/reducción:	1:5	1:1	2:1	10:1	1:1	2:1
Spray:	Quíntuple (> 50 ml/min)	Simple (> 50 ml/min)	Simple (> 50 ml/min)	Simple (> 50 ml/min)	Simple (> 50 ml/min)	Simple (> 50 ml/min)
Luminosidad						
Modelos con luz:	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux
Área de aplicación	> Preparación de coronas y cavidades > Trepanar > Reseccionar > Acabados > Remoción de obturaciones y metales	> Preparación de cavidades > Trepanar > Reseccionar > Separar > Acabados de márgenes de la cavidad y rellenos	> Excavación > Preparación cerca de la pulpa > Acabados	> Excavación > Preparación cerca de la pulpa > Obturación del canal radicular > Sellado	> Preparar > Separar > Trepanar > Reseccionar en dientes anteriores > Técnica de trabajo fácil	> Remoción de excedentes > Pulido inicial > Pulido fino > Pulido del espacio interdental y subgingival

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, Austria
 t + 43 6274 6236-0
 f + 43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com

W&H
 Wehadent Ibérica S.L.
 C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo
 46017 Valencia, España
 t + 34 96 353 20 20
 f + 34 96 353 25 79
 oficinas.es@wh.com
 wh.com